

对于硼核磁共振实验 (Boron<0.01ppm) 或者波长大于 190nm[90%T@190nm] 的紫外催化反应建议采用此种核磁管。

产品型号	MHz	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (in)
S-5-200-SQZ-7	200	4.97 ±0.030	4.20 ±0.030	7
S-5-200-SQZ-8	200	4.97 ±0.030	4.20 ±0.030	8
S-5-500-SQZ-7	500	4.97 ±0.013	4.20 ±0.025	7
S-5-500-SQZ-8	500	4.97 ±0.013	4.20 ±0.025	8
S-5-600-SQZ-7	600	4.97 ±0.006	4.20 ±0.012	7
S-5-600-SQZ-8	600	4.97 ±0.006	4.20 ±0.012	8

