

## 适用于陶瓷转子的精选系列核磁管

### SELECT SERIES NMR TUBES FOR CERAMIC ROTORS

陶子转子制作紧密，适用于变温或者高温实验。

跟常规的常温转子不同，由于陶瓷转子的特殊材质使其对核磁管的参数要求极高，直径稍大一点的核磁管就无法插入使用。因此必须使用与陶瓷转子尺寸完全吻合的核磁管。在变温实验中，核磁管直径的大小甚至是轻微的热膨胀或者收缩，都会影响到实验结果。

为了满足苛刻的尺寸要求，NORELL 开发新型生产线，采用更高标准生产出新型 5mm、3mm 核磁管，使其外径严格符合各项参数要求。



产品型号	MHz	外径 (mm)	内径 (mm)	同心度 (mm)	弧度± (mm)	长度 (in)	包装数量 (支)
CTS-5-900-7	900	4.93+0.000-0.008	4.16±0.006	0.0020	0.0030	7	5
CTS-5-900-8	900	4.93+0.000-0.008	4.16±0.006	0.0020	0.0030	8	5
CTS-5-800-7	800	4.93+0.000-0.010	4.16±0.012	0.0025	0.0038	7	5
CTS-5-800-8	800	4.93+0.000-0.010	4.16±0.012	0.0025	0.0038	8	5
CTS-5-600-7	600	4.93+0.000-0.012	4.16±0.012	0.0040	0.0060	7	5
CTS-5-600-8	600	4.93+0.000-0.012	4.16±0.012	0.0040	0.0060	8	5
CTS-5-500-7	500	4.93+0.000-0.026	4.16±0.025	0.0050	0.0130	7	5
CTS-5-500-8	500	4.93+0.000-0.026	4.16±0.025	0.0050	0.0130	8	5
CTS-3-900-7	900	2.95+0.000-0.008	2.37±0.006	0.0020	0.0030	7	5
CTS-3-900-8	900	2.95+0.000-0.008	2.37±0.006	0.0020	0.0030	8	5
CTS-3-800-7	800	2.95+0.000-0.010	2.37±0.010	0.0025	0.0038	7	5
CTS-3-800-8	800	2.95+0.000-0.010	2.37±0.010	0.0025	0.0038	8	5
CTS-3-600-7	600	2.95+0.000-0.012	2.37±0.012	0.0040	0.0060	7	5
CTS-3-600-8	600	2.95+0.000-0.012	2.37±0.012	0.0040	0.0060	8	5
CTS-3-500-7	500	2.95+0.000-0.020	2.37±0.015	0.0050	0.0130	7	5
CTS-3-500-8	500	2.95+0.000-0.020	2.37±0.015	0.0050	0.0130	8	5