

对于硼核磁共振实验 ($B < 0.1\text{ppm}$) 或者用于波长大于 210nm [90%T@210nm] 的紫外催化反应建议采用此种核磁管。

产品型号	MHz	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (in)	包装数量 (支)
S-5-200-QTZ-7	200	4.97 ± 0.030	4.20 ± 0.030	7	5
S-5-200-QTZ-8	200	4.97 ± 0.030	4.20 ± 0.030	8	5
S-5-500-QTZ-7	500	4.97 ± 0.013	4.20 ± 0.025	7	5
S-5-500-QTZ-8	500	4.97 ± 0.013	4.20 ± 0.025	8	5
S-5-600-QTZ-7	600	4.97 ± 0.006	4.20 ± 0.012	7	5
S-5-600-QTZ-8	600	4.97 ± 0.006	4.20 ± 0.012	8	5