

同轴核磁管

COAXIAL INSERTS NMR TUBES

当需要测试的样品要用到参照溶剂时（外标），可选择使用同轴核磁管。通过精密的设计同轴核磁管可与5mm和10mm薄壁核磁管配套使用。



产品型号	外管	适用探头	细颈外径 (mm)	细颈长度 (mm)	细颈容量 (μ l)	样品量
NI5CCI-B	5mm	Bruker	2	50	100	490 μL
NI5CCI-V	5mm	Varian	2	60	120	590 μL
NI10CCI-B*	10mm	Bruker	3	50	215	2.61 ml
NI10CCI-V*	10mm	Varian	3	60	260	3.14 ml
NI5CCI-B-QTZ	5mm	Bruker	3	50	175	285 μL
NI5CCI-V-QTZ	5mm	Varian	3	60	210	340 μL