

▶ 特氟龙核磁管

FLUOROPOLYMER NMR TUBE LINERS

Teflon[®]核磁管具有薄壁结构，可以减少填充系数的损耗。核磁管配有一个PTFE的塞，主要用于测核磁氟谱、硅谱、硼谱的研究。外配5mm外径的玻璃外管，用于适配5mm转子，玻璃管用O圈固定在Teflon[®]内管上。

型号	尺寸	装样量(装样高度 50mm)
TL-5-7	5mm	约 0.35ml

